

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

24.10.2025 г. № 5057

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение лабораторного оборудования в Центральную аптеку № 79 по адресу:

г. Гомель, ул. Катунина, д. 24-130.

Основные характеристики лабораторного оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели (приложение).

Срок поставки оборудования: до 45 рабочих дней с момента заключения договора.

Условия оплаты: оплата после поставки продукции в течение 10 банковских дней.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 18 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей

стоимости всего предложения (с НДС) согласно спецификации заказчика.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232)29-33-59.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул.Мозырская,16А либо по электронной почте ofo@gomelpharm.by в срок до «04» ноября 2025г. до 14.00.Письма пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Заместитель генерального директора
Гомельского УП «Фармация»

В.А. Крюк

АПТЕКА № 79				
	наименование	столешица	размер внешний ш*г*в	количество
1	Столы лабораторные Основание: сборно-разборный рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреновой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама зашита металлическим листом.	TRESPA TOP LAB PLUS	1500*650*800	2
2	Столы лабораторные с выдвижными ящиками Основание: сборно-разборный рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреновой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама зашита металлическим листом. Под столешницей расположен короб с тремя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2 мм. Релинговые ручки. Ящики - метабокс.	TRESPA TOP LAB PLUS	1500*650*800	4
3	Столы островные Основание: <u>сборно-разборный рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреновой кожи.</u> Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама зашита <u>металлическим листом.</u>	TRESPA TOP LAB PLUS	1200*1500*800	4
4	Стеллаж низкий к пристенным столам Стеллаж имеет две открытые полки и сервисную панель. Каркас стеллажа и сервисная панель выполнены из металлического профиля, окрашенного порошковой краской. Полки - Trespa Top Lab Base, Под нижней полкой расположен светильник. На сервисной панели размещены: блок брызгозащищенных розеток, выключатель IP -44.		890*260*750	1
4	Стеллаж низкий к островным столам Стеллаж имеет две открытые полки и сервисную панель. Каркас стеллажа и сервисная панель выполнены из металлического профиля, окрашенного порошковой краской. Полки - Trespa Top Lab Base, под нижней полкой расположен светильник. На сервисной панели размещены: блок брызгозащищенных розеток, выключатель IP -44 по обе стороны		1190*370-750	3
5	Тумбы навесные из металла с ящиками Тумба имеет одно отделение с тремя выдвижными ящиками. Каркас тумбы и корпуса ящиков изготовлены из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады - листовой металл, покрытый полимерным покрытием. Релинговые ручки. Ящики - метабокс		400*470*540	2
5	Тумбы подкатные из металла с дверкой Основание: Тумба имеет одно отделение со съёмной полкой за одной (двумя) распашной дверью. Каркас тумбы изготовлен из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады - листовой металл, покрытый полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли - Blum (Австрия). Тумба установлена на четырех колесных опорах две из которых с тормозом		600*470*690	5

6	<u>Тумбы подкатные из металла с дверкой</u> Основание: Тумба имеет одно отделение со съёмной полкой за одной (двумя) распашной дверью. Каркас тумбы изготовлен из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады - листовой металл, - покрытый полимерным покрытием.. Релинговые ручки. Дверные петли - Blum (Австрия). Тумба установлена на четырех колесных опорах две из которых с тормозом		600*470*610	3
6	<u>шкаф общелабораторный из металла с двумя дверками с 4-мя полками</u> Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады		800*565*2000	5
7	<u>шкаф общелабораторный из металла с двумя дверками с 4-мя полками</u> Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. - Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет две двери, 4 полки внутри (вертикальная перегородка внутри).		600*565*2000	2
8	<u>стол металлический передвижной из нержавеющей стали с полкой.</u> Каркас стола – из нержавеющей стали, на колесных опорах (две из которых – со стопорным механизмом). Полка из нержавеющей стали.		1500*600*700	2
9	<u>стол металлический передвижной из нержавеющей стали с полкой.</u> Каркас стола – из нержавеющей стали, на колесных опорах (две из которых – со стопорным механизмом). Полка из нержавеющей стали.		900*600*700	2
10	<u>тумба лабораторная из металла с отверстием для трубки</u> <u>фасад стекло в алюминиевом профиле без полки</u> Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус тумбы – из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады – алюминиевый профиль Z-4 со стеклом цвет бронза. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Без полок. В столешнице отверстие для трубки (диаметр и расположение – по согласованию).	TRESPA TOP LAB	800*600*900	2