

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
(УП «Фармацыя»)  
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
(УП «Фармация»)  
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Генеральный директор                                                  | 40-07-77                |
| Зам. генерального директора                                           | 40-07-88                |
| Приёмная                                                              | 40-06-72                |
| Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами | 40-07-93                |
| Отдел маркетинга                                                      | факс 47-28-96; 40-07-94 |
| Отдел организации бухгалтерского учёта                                | 40-09-94                |

21.10.2025 г. № 4980

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение лабораторного оборудования в аптеку № 156 по адресу:

г. Гомель, пр-т Речицкий.22-52.

Основные характеристики лабораторного оборудования и объёмы работ указаны в спецификации мебели (приложение).

**Срок поставки оборудования:** до 45 рабочих дней с момента заключения договора.

**Условия оплаты:** оплата после поставки продукции в течение 10 банковских дней.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 18 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей

стоимости всего предложения (с НДС) согласно спецификации заказчика.


Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232)29-33-59.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул.Мозырская,16А либо по электронной почте [ofo@gomelpharm.by](mailto:ofo@gomelpharm.by) в срок до «24» октября 2025г. до 14.00.Письма пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Заместитель генерального директора  
Гомельского УП «Фармация»



В.А. Крюк



**АПТЕКА № 156**

|   | наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | столешица           | размер внешний ш*г*в | количество |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | <b>Столы лабораторные</b><br>Основание: сборно-разборный рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреновой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом.                                                                                                                                                                                           | TRESPA TOP LAB PLUS | 1500*650*800         | 2          |
| 2 | <b>Столы лабораторные с выдвижными ящиками</b><br>Основание: сборно-разборный рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреновой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом. Под столешницей расположен короб с тремя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2 мм. Релинговые ручки. Ящики - метабокс. | TRESPA TOP LAB PLUS | 1500*650*800         | 3          |
| 3 | <b>Столы островные</b><br>Основание: сборно-разборный рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреновой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом.                                                                                                                                                                                              | TRESPA TOP LAB PLUS | 1200*1500*800        | 2          |
| 4 | <b>Стеллаж низкий к островным столам</b><br>Стеллаж имеет две открытые полки и сервисную панель. Каркас стеллажа и сервисная панель выполнены из металлического профиля, окрашенного порошковой краской. Полки - Trespa Top Lab Base, под нижней полкой расположен светильник. На сервисной панели размещены: блок брызгозащищенных розеток, выключатель IP -44 по обе стороны                                                        |                     | 1190*370-750         | 1          |
| 5 | <b>Тумбы навесные из металла с ящиками</b><br>Тумба имеет одно отделение с тремя выдвижными ящиками. Каркас тумбы и корпуса ящиков изготовлены из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады - листовой металл, покрытый полимерным покрытием. Релинговые ручки. Ящики - метабокс                                                                                                                                      |                     | 400*470*540          | 2          |
| 6 | <b>Тумбы подкатные из металла с дверкой</b><br>Основание: Тумба имеет одно отделение со съёмной полкой за одной (двумя) распашной дверью. Каркас тумбы изготовлен из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады - листовой металл, покрытый полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли - Blum (Австрия). Тумба установлена на четырех колесных опорах две из которых с тормозом                             |                     | 600*470*690          | 6          |
| 7 | <b>шкаф общелабораторный из металла с двумя дверками с 4-мя полками</b><br>Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет две двери, 4 полки внутри (вертикальная перегородка внутри).      |                     | 800*565*2000         | 6          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|
| 8 | <p><u>стол металлический передвижной из нержавеющей стали с полкой.</u></p> <p>Каркас стола – из нержавеющей стали, на колесных опорах (две из которых – со стопорным механизмом).</p> <p>Полка из нержавеющей стали.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 900*600*700 | 2 |
| 9 | <p><u>тумба лабораторная из металла с отверстием для трубки</u></p> <p><u>фасад стекло в алюминиевом профиле без полки</u></p> <p>Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус тумбы – из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады – алюминиевый профиль Z-4 со стеклом цвет бронза. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Без полок. В столешнице отверстие для трубки (диаметр и расположение – по согласованию).</p> | TRESPA TOP LAB | 800*600*900 | 1 |