

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
(УП «Фармацыя»)  
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
(УП «Фармация»)  
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

19.03.2026 г. № 1366

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение лабораторного оборудования в Центральную аптеку № 190 по адресу:

г. Мозырь, ул. Рыжкова, 3.

Основные характеристики лабораторного оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели (приложение).

**Срок поставки оборудования:** до 45 рабочих дней с момента заключения договора.

**Условия оплаты:** оплата после поставки продукции в течение 10 банковских дней.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 18 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей

стоимости всего предложения (с НДС) согласно спецификации заказчика.


Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232)29-33-59.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А либо по электронной почте [ofo@gomelpharm.by](mailto:ofo@gomelpharm.by), [farm@mail.gomel.by](mailto:farm@mail.gomel.by) в срок до «24» марта 2026 г. до 14.00. Письма пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Заместитель генерального директора  
Гомельского УП «Фармация»



В.А. Крюк

**АПТЕКА № 190**

	наименование	столешница	размер внешний ш*г*в	количество
1	<p><b>Стол лабораторный с выдвижными ящиками(1500*1000*800)</b>                      Основание: сварной каркас из трубы профильной 30х30 с полимерным покрытием серого цвета RAL-7035 с фактурой шагреновой кожи, Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом. Под столешницей расположен короб с тремя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18 мм, кромка -ПВХ 2 мм. Релинговые ручки. Ящики - метабокс</p>	TRESPA TOP LAB PLUS	1500*1000*800	1
2	<p><b>Стол лабораторный с выдвижными ящиками (1200х650х800)</b>                      Столешница Trespa Top Lab base со стеллажом пристенным металлическим (1190х260х750) Основание стола: сварной каркас из трубы профильной 30х30 с полимерным покрытием серого цвета RAL-7035 с фактурой шагреновой кожи, Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом. Под столешницей расположен короб с двумя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18 мм, кромка -ПВХ 2 мм. Релинговые ручки. Ящики - метабокс. Стеллаж изготовлен из металлического профиля окрашенного порошковой краской 2 полки Trespa Top Lab base. Под нижней полкой светильник</p>	TRESPA TOP LAB PLUS	1200*650*800	1
3	<p><b>Стол лабораторный с выдвижными ящиками (1500х1000х800)</b>                      Столешница Trespa Top Lab base со стеллажом пристенным металлическим (1490х360х750) Основание стола: сварной каркас из трубы профильной 30х30 с полимерным покрытием серого цвета RAL-7035 с фактурой шагреновой кожи, Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом. Под столешницей расположен короб с двумя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18 мм, кромка -ПВХ 2 мм. Релинговые ручки. Ящики - метабокс. Стеллаж изготовлен из металлического профиля окрашенного порошковой краской 2 полки Trespa Top Lab base. Под нижней полкой светильник</p>	TRESPA TOP LAB PLUS	1500*1000*800	1
4	<p><b>Стол лабораторный с выдвижными ящиками</b>                      Основание: сварной каркас из трубы профильной 30х30 с полимерным покрытием серого цвета RAL-7035 с фактурой шагреновой кожи, Регулируемые по высоте опоры. Задняя рама защита металлическим листом. Под столешницей расположен короб с тремя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18 мм, кромка -ПВХ 2 мм. Релинговые ручки. Ящики - метабокс</p>	TRESPA TOP LAB PLUS	1200*650*800	1
5	<p><b>Тумба навесная с 3-мя ящиками металлической (400х470х540).</b> Три выдвижных ящика. Ящики металбоксы</p>		400*470*540	2
5	<p><b>Стол лабораторный (800*600*1200) на металлической опорной трубе</b> Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус тумбы и фасады – из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Одна полка внутри.</p>	TRESPA TOP LAB PLUS	800*600*1200	2
6	<p><b>Тумба лабораторная из металла с отверстием для трубки фасад стекло в алюминиевом профиле без полки</b>                      Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус тумбы – из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Фасады – алюминиевый профиль Z-4 со стеклом цвет бронза. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Без полок. В столешнице отверстие для трубки (диаметр и расположение – по согласованию).</p>	TRESPA TOP LAB PLUS	800*600*900	1
7	<p><b>Стол металлический передвижной из нержавеющей стали с полкой.</b>                      Каркас стола – из нержавеющей стали, на колесных опорах (две из которых – со стопорным механизмом). Полка из нержавеющей стали.</p>		900*600*700	2